



## GEL à FORMULE AVANCÉE POUR CICATRICES

**KELO-COTE® Spray** est un gel de silicone transparent pour le traitement des cicatrices excessives qui sèche automatiquement grâce à sa texture légère. **KELO-COTE® Spray** sèche rapidement pour former un film de gel de silicone souple et imperméable à l'eau qui crée une barrière protectrice contre l'invasion chimique, physique et microbienne de la cicatrice tout en contribuant à l'hydratation de la peau. Ce spray crée un environnement qui favorise la maturation des cicatrices grâce à la normalisation de la synthèse du collagène et aide à améliorer l'aspect physiologique et esthétique de la cicatrice.

Il a été démontré que **KELO-COTE® Spray** aplanit, assouplit et atténue les cicatrices excessives, soulage les démangeaisons ainsi que la douleur et l'inconfort associés aux cicatrices excessives et réduit également leur coloration.

Les gels de silicone ont une efficacité démontrée dans le traitement d'une cicatrisation anormale, comme les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes. Les recommandations cliniques internationales sur la prise en charge des cicatrices, publiées en 2014, préconisent l'utilisation de silicones comme thérapie de première intention pour le traitement des cicatrices hypertrophiques linéaires, des chéloïdes mineures et pour la prévention des cicatrices hypertrophiques.\*

### Utilisation :

**KELO-COTE® Spray** est indiqué pour le traitement et la prévention de cicatrices hypertrophiques et chéloïdes, résultant d'interventions chirurgicales générale, de traumatismes ou de brûlures.

**KELO-COTE® Spray** peut être utilisé sur les articulations, les plis de flexion, les zones poilues et les cicatrices couvrant une grande surface à la suite de brûlures ou d'un traumatisme majeur.

**KELO-COTE® Spray** peut être utilisé chez l'enfant de plus de 12 mois et les personnes ayant la peau sensible.

### Conseils d'utilisation :

Bien agiter avant utilisation. S'assurer que la zone d'application est propre et sèche. Retirer le capuchon. Tenir à 15-20 cm de la surface à traiter. Pulvériser sur la surface à traiter avec des mouvements lents de va-et-vient. **KELO-COTE® Spray** doit être appliqué deux fois par jour sur la zone affectée en couche très fine et uniforme. Laisser sécher à l'air avant de recouvrir d'un écran solaire ou de produits cosmétiques. Revisser le capuchon après utilisation.

**KELO-COTE® Spray** devrait sécher en 4 ou 5 minutes. Si **KELO-COTE® Spray** s'accroque, goutte ou s'écoule, c'est que vous en avez trop vaporisé. Veuillez enlever doucement l'excédent pour permettre le séchage.

Le traitement minimum recommandé est de 60 à 90 jours. Dans le cas de cicatrices plus étendues et plus anciennes, la durée de traitement pourra être prolongée et il est recommandé de continuer le traitement si des améliorations sont toujours observées après les 3 premiers mois.

### Attention :

Réservé exclusivement à un usage externe. Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des composants de **KELO-COTE® Spray**. Ne pas utiliser **KELO-COTE® Spray** à proximité des yeux, du nez ou de la bouche. Éviter le contact direct avec les muqueuses, les brûlures du troisième degré et les plaies ouvertes. **KELO-COTE® Spray** ne doit pas être utilisé sur des affections dermatologiques qui perturbent l'intégrité de la peau. En cas d'irritation, interrompre l'utilisation et consulter un médecin. **KELO-COTE® Spray** peut tacher les vêtements s'il n'est pas complètement sec.

### Danger. Aérosol extrêmement inflammable.

Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à une température inférieure à 25 °C. Ne pas utiliser après la date de péremption (EXP) imprimée sur l'aérosol.

**Ingédients :** Butane, Pentane, Disiloxane, Diméthicone, Cyclopentasiloxane, Diméthicone Crosspolymer, Silica, Diméthiconol

**Conditionnement :** 100 ml

Le numéro de lot et la date d'expiration du produit sont imprimés au-dessous du carton.

**www.kelocote.fr**

**Fabricant:**

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, États-Unis

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milan, Italie

Brevet US n° 5,741,509

Brevet européen N° 1439866, 1409034

\*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831



## ADVANCED FORMULA SCAR TREATMENT

**KELO-COTE® Spray** is a lightweight, transparent, self-drying silicone gel for the treatment of scars. **KELO-COTE® Spray** rapidly dries to form a flexible, waterproof sheet which forms a protective barrier against chemical, physical and microbial invasion of the scar site while assisting with hydration. This creates an environment which allows the scar to mature through normalised collagen synthesis and helps improve the physiological and cosmetic appearance of the scar.

**KELO-COTE® Spray** has been shown to flatten, soften and smooth scars, relieve the itching, discomfort and pain of scars, as well as reduce the discolouration associated with scars.

Silicone gels have been shown to be effective in treating abnormal scarring in the form of hypertrophic scars and keloids. The 2014 International Clinical Recommendations on Scar Management supports the use of silicones as the preferred first line therapy for the treatment of linear hypertrophic scars, minor keloids and in the prevention of hypertrophic scars.\*

### Intended use:

**KELO-COTE® Spray** is for the treatment and prevention of hypertrophic and keloid scars resulting from burns, general surgical procedures and trauma wounds.

**KELO-COTE® Spray** can be used on joints, flexures, hairy areas and large area scars such as those caused by burns or major trauma. **KELO-COTE® Spray** is suitable for use on children over the age of 12 months and people with sensitive skin.

### Directions for use:

Shake can well before use. Ensure that the affected area is clean and dry. Remove cap. Hold can 15-20cm from surface to be treated. Spray along the length of the scar in a light, sweeping motion. **KELO-COTE® Spray** should be applied twice daily in a very thin, even coating on the affected area. Allow to air dry before covering with sun block or cosmetics. Replace cap after use.

**KELO-COTE® Spray** should dry in 4-5 minutes. If the **KELO-COTE® Spray** is pooling, dripping or running you have sprayed too much. Gently remove the excess and allow the drying process to continue.

Recommended minimum treatment time is 60-90 days. Larger and older scars may take longer and continued use is recommended if improvement is still seen after the initial 90 days.

### Caution:

For external use only. Do not use if you are hypersensitive to any of the ingredients in **KELO-COTE® Spray**. Do not use **KELO-COTE® Spray** near the eyes, nose or mouth. Avoid direct contact with mucous membranes, third degree burns and open wounds. **KELO-COTE® Spray** should not be used on dermatological conditions that disrupt the integrity of the skin. If irritation occurs, discontinue use and consult your physician. **KELO-COTE® Spray** may stain clothing if it is not completely dry.

### Danger. Extremely Flammable Aerosol.

Pressurized container: may burst if heated. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Do not pierce or burn, even after use.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition sources. Keep out of reach of children.

Store below 25°C. Do not use after the expiration (EXP) date printed on the can.

**Ingredients:** Butane, Pentane, Disiloxane, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Silica, Dimethiconol

**Contents:** 100ml

Lot number and expiry date are printed on the base of the carton.

**www.kelo-cote.co.uk**

**Manufacturer:**

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, USA

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italy

US Patent 5,741,509

Eur. Patent-Nr. 1439866, 1409034

\*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831



## FORMULA AVANZATA PER TRATTAMENTO DELLE CICATRICI

**KELO-COTE® Spray** è uno spray a base di gel di silicone, trasparente e autoasciugante per il trattamento delle cicatrici. **KELO-COTE® Spray** asciuga rapidamente formando una pellicola flessibile e impermeabile all'acqua che crea una barriera protettiva verso agenti chimici, fisici e microbici e nello stesso tempo contribuisce all'idratazione della pelle. Questo gel crea un ambiente che favorisce la maturazione della cicatrice normalizzando la sintesi del collagene e migliorando l'aspetto estetico della cicatrice.

**KELO-COTE® Spray** riduce, attenua e rende più lisce le cicatrici, allevia il prurito, il disagio e il dolore associato alle cicatrici e ne riduce le alterazioni di colore.

I gel di silicone si sono dimostrati efficaci nel trattamento di cicatrizzazioni anomale sotto forma di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. Le Linee Guida Cliniche Internazionali del 2014 per la gestione delle cicatrici raccomandano l'uso dei siliconi come terapia elettiva di prima linea nel trattamento delle cicatrici ipertrofiche lineari e dei cheloidi di minore entità nonché nella prevenzione delle cicatrici ipertrofiche.\*

### Uso previsto:

**KELO-COTE® Spray** è indicato per il trattamento e la prevenzione delle cicatrici ipertrofiche e cheloidi derivanti da traumi, ferite accidentali, interventi chirurgici e ustioni.

**KELO-COTE® Spray** può essere utilizzato su articolazioni, a livello delle pieghe e sulle zone pilifere e cicatrici estese come quelle causate da ustioni o traumi importanti. **KELO-COTE® Spray** è adatto per l'uso nei bambini con più di 12 mesi di età e nelle persone con pelle sensibile.

### Istruzioni per l'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Assicurarsi che l'area interessata sia pulita e asciutta. Rimuovere il tappo. Tenere il contenitore a 15-20 cm dalla superficie da trattare. Spruzzare lungo la lunghezza della cicatrice con un movimento leggero e ampio. **KELO-COTE® Spray** deve essere applicato due volte al giorno in uno strato molto sottile e uniforme sulla zona interessata. Lasciare asciugare all'aria prima di applicare prodotti con protezione solare o cosmetici. Rimettere il tappo dopo l'uso.

**KELO-COTE® Spray** dovrebbe asciugare in 4-5 minuti. Se **KELO-COTE® Spray** si raggruma, gocciola o scivola, se ne è spruzzato troppo. Rimuovere delicatamente l'eccesso e lasciare proseguire il processo di asciugatura.

Il tempo minimo di trattamento raccomandato è di 60-90 giorni. Cicatrici più grandi e più vecchie possono richiedere più tempo e se il miglioramento della cicatrice è visibile, si raccomanda di prolungare l'uso del prodotto dopo i primi 90 giorni di applicazione.

### Avvertenze:

Solo per uso esterno. Non usare in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti di **KELO-COTE® Spray**. Non usare **KELO-COTE® Spray** vicino agli occhi, al naso o alla bocca. Evitare il contatto diretto con mucose, ustioni di terzo grado e ferite aperte. **KELO-COTE® Spray** non deve essere usato in condizioni dermatologiche che compromettono l'integrità della pelle. In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare il medico. **KELO-COTE® Spray** può macchiare gli indumenti se non è completamente asciutto.

### Pericolo. Aérosol altamente infiammabile.

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a 25° C. Non utilizzare dopo la data di scadenza (SCAD) stampata sulla confezione.

**Ingredienti:** Butane, Pentane, Disiloxane, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Silica, Dimethiconol

**Confezione:** 100ml

Il numero di lotto e la data di scadenza sono stampati sul fondo dell'astuccio

**www.kelocote.it**

**Fabricante:**

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, Stati Uniti

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italia

Brevet statunitense 5,741,509

Brevet europeo-Nr. 1439866, 1409034

\*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831

**ES** FÓRMULA AVANZADA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES

**KELO-COTE® Spray** es un gel de silicona ligero, transparente y que se seca solo, indicado para el tratamiento de las cicatrices. **KELO-COTE® Spray** se seca rápidamente formando una película flexible y resistente al agua, que constituye una barrera protectora frente a la invasión química, física y microbiana de la cicatriz, a la vez que colabora en la hidratación de esta. Crea un entorno que permite que la cicatriz madure mediante el proceso normal de síntesis de colágeno y ayuda a mejorar el aspecto fisiológico y estético de la cicatriz.

Se ha demostrado que **KELO-COTE® Spray** aplanar, suaviza y alisa las cicatrices, que vivifica el pìcor, las molestias y el dolor de estas, y que también reduce el cambio de color que se asocia a ellas.

Se ha demostrado que los geles de silicona son eficaces como tratamiento de las cicatrices anómalas, tanto de las cicatrices hipertróficas como de los queloides. Las recomendaciones clínicas internacionales de 2014 sobre el tratamiento de las cicatrices respaldan el uso de siliconas como tratamiento de primera línea para las cicatrices hipertróficas de tipo lineal, queloides menores y para prevenir las cicatrices hipertróficas.\*

**Uso previsto:** **KELO-COTE® Spray** está indicado en el tratamiento y la prevención de las cicatrices hipertróficas y de los queloides ocasionados por quemaduras, intervenciones quirúrgicas en general y heridas por traumatismo.

**KELO-COTE® Spray** puede usarse en las articulaciones, los pliegues, las zonas con vello y las cicatrices grandes, como las causadas por quemaduras o por traumatismos importantes.

**KELO-COTE® Spray** es adecuado para niños mayores de 12 meses y para personas con piel sensible.

**Instrucciones de utilización:**

Agite bien el envase antes de utilizarlo. Compruebe que la zona afectada está limpia y seca. Quite el tapón. Sujete el envase de 15 a 20 cm de la superficie que desea tratar. Pulverice toda la longitud de la cicatriz con un suave movimiento de barrido. **KELO-COTE® Spray** debe aplicarse dos veces al día, cubriendo la zona afectada con una capa muy delgada y uniforme. Deje que se seque al aire, antes de cubrirlo con protector solar o con maquillaje. Vuelva a poner el tapón después de utilizarlo.

**KELO-COTE® Spray** debe secarse en 4-5 minutos. Si el **KELO-COTE® Spray** se amontona, gotea o se corre se debe a que ha puesto demasiado producto. Retire el sobrante con suavidad y deje que siga el proceso de secado.

La duración mínima recomendada del tratamiento es de 60 a 90 días. Las cicatrices grandes y antiguas pueden tardar más; se recomienda seguir aplicando el producto si se aprecia mejoría pasados los primeros 90 días.

**Precaución:**

Exclusivamente para uso externo. No debe utilizarse en caso de sensibilidad a cualquiera de los componentes de **KELO-COTE® Spray**. No utilice **KELO-COTE® Spray** cerca de los ojos, de la nariz ni de la boca. Evite el contacto directo con las mucosas, las quemaduras de tercer grado y las heridas abiertas. **KELO-COTE® Spray** no debe utilizarse en caso de problemas dermatológicos que alteren la integridad de la piel. En caso de irritación, deje de utilizarlo y consulte a su médico. **KELO-COTE® Spray** puede manchar la ropa si no se ha secado del todo.

**Peligro. Aerosol extremadamente inflamable.**

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C/122 ° F. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Mantener fuera del alcance de los niños. Consérvese a una temperatura inferior a 25 °C. No utilizar después de la fecha de caducidad (EXP) que consta en el envase.

**Componentes:** Butane, Pentane, Disiloxane, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Silica, Dimethiconol

**Cantidad:** 100 ml  
El número de lote y la fecha de caducidad vienen indicados en la base

[www.kelocote.es](http://www.kelocote.es)

**Fabricante:**

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, EE. UU.

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milán, Italia

US Patent 5,741,509  
N.º de patente europea 1439866, 1409034

\*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831

**PT** FÓRMULA AVANZADA PARA TRATAMENTO DE CICATRIZES

**KELO-COTE® Spray** é um gel de silicone transparente, leve e autosecante para o tratamento de cicatrizes. **KELO-COTE® Spray** seca rapidamente para formar uma película flexível, à prova de água, contra a invasão química, física e microbiana do local da cicatriz, ajudando em simultâneo com a hidratação. Este spray cria um ambiente que permite a maturação da cicatriz através da síntese normalizada de colágeno, ajuda a melhorar a aparência fisiológica e estética da cicatriz.

Foi demonstrado que **KELO-COTE® Spray** alisa, amolece e suaviza as cicatrizes, aliviando o prurido, o desconforto e a dor das cicatrizes, reduzindo igualmente a descoloração associada a cicatrizes.

Foi demonstrado que os géis de silicone são eficazes no tratamento de cicatrizes anormais na forma de cicatrizes hipertróficas e queloides. As Recomendações Clínicas Internacionais de 2014 sobre o Tratamento da Cicatriz apoiam a utilização de silicones como terapia de primeira linha preferencial para o tratamento de cicatrizes hipertróficas lineares, queloides menores e na prevenção de cicatrizes hipertróficas.\*

**Aplicação:**

**KELO-COTE® Spray** está indicado para o tratamento e a prevenção de cicatrizes hipertróficas e queloides resultantes de queimaduras, procedimentos cirúrgicos gerais e feridas por traumatismo.

**KELO-COTE® Spray** pode ser utilizado em cicatrizes em articulações, zonas de flexão, áreas pilosas e de grande dimensão, como as causadas por queimaduras ou traumatismo maior.

**KELO-COTE® Spray** é adequado para utilização em crianças com mais de 12 meses de idade e em pessoas com pele sensível.

**Instruções de utilização:**

Agite bem a lata antes de utilizar. Certifique-se de que a área afetada está limpa e seca. Retire a tampa. Segure a lata a 15 cm–20 cm da superfície a tratar. Vaporize ao longo do comprimento da cicatriz com um ligeiro movimento de varrimento. O **KELO-COTE® Spray** deve ser aplicado duas vezes por dia numa camada uniforme e muito fina sobre a área afetada. Deixe secar ao ar antes de cobrir com protetor solar ou um produto cosmético. Volte a colocar a tampa após a utilização.

**KELO-COTE® Spray** deve secar em 4-5 minutos. Se **KELO-COTE® Spray** estiver a acumular-se, a pingar ou a escorrer, significa que aplicou demasiado. Retire o excesso com cuidado e deixe o processo de secagem continuar.

O tempo de tratamento mínimo recomendado é de 60–90 dias. As cicatrizes maiores e mais antigas podem demorar mais tempo, sendo recomendada a continuação da utilização caso ainda se observe melhoria após os 90 dias iniciais.

**Cuidado:**

Apenas para uso externo. Não utilize em caso de hipersensibilidade a algum dos ingredientes de **KELO-COTE® Spray**. Não utilize **KELO-COTE® Spray** próximo dos olhos, do nariz ou da boca. Evite o contacto direto com as membranas mucosas, queimaduras de terceiro grau e feridas abertas. **KELO-COTE® Spray** não deve ser utilizado em doenças dermatológicas comprometem a integridade da pele. Em caso de irritação, deixe de utilizar e consulte o seu médico. **KELO-COTE® Spray** pode manchar a roupa se não estiver totalmente seco.

**Perigo. Aerosol extremamente inflamável.**

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 ° C/122 ° F. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fiação, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar a temperatura inferior a 25 °C. Não utilizar após o prazo de validade (EXP) impresso na lata.

**Ingredientes:** Butane, Pentane, Disiloxane, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Silica, Dimethiconol

**Conteúdo:** 100 ml

O número do lote e a data de validade encontram-se impressos na base da caixa

[www.kelocote.pt](http://www.kelocote.pt)

**Fabricante:**

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, EUA

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milán, Italia

US Patent 5,741,509  
Patentes Eur. n.º 1439866, 1409034

\*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831



**DE** FÖRMULA AVANZADA PARA SILIKONGEL ZUR NARBENBEHANDLUNG

**KELO-COTE® Spray** trocknet sehr schnell und bildet auf dem Narbengewebe einen flexiblen und wasserfesten Schutzfilm (Okklusionsfilm), der die Narbe gegen chemische, physikalische und mikrobielle Einflüsse schützt.

Gleichzeitig wird das Narbengewebe hydratisiert. Dadurch wird ein Umfeld geschaffen, in welchem sich die Narbe durch eine normalisierte Kollagensynthese regenerieren kann. Das physiologische und kosmetische Erscheinungsbild der Narbe wird verbessert. **KELO-COTE® Spray** füllt Narben nachweislich ab und macht sie weicher und geschmeidiger. Der Juckreiz sowie andere durch Narben verursachte Beschwerden werden gelindert, Hautrötungen werden reduziert.

Silikongele sind nachweislich bei der Behandlung abnormer Narben in Form von hypertrophen Narben und Keloiden wirksam.

In den internationalen klinischen Leitlinien zur Therapie von pathologischen Narben aus dem Jahr 2014 wird Silikon als bevorzugte First-Line-Therapie bei der Behandlung von hypertrophen Narben und kleinen Keloiden sowie zur Prävention hypertropher Narben unterstützt.\*

**Verwendungszweck:**

**KELO-COTE® Spray** ist zur Behandlung und Prävention von hypertrophen Narben und Keloiden nach Verbrennung, chirurgischen Eingriffen und Verletzungen bestimmt.

**KELO-COTE® Spray** eignet sich zur Anwendung im Gesicht und auf dem Körper. **KELO-COTE® Spray** kann auf Gelenken, in Beugen, behaarten Stellen und auf großflächigen Narben, die durch Verbrennungen oder schweren Verletzungen verursacht wurden, aufgetragen werden.

**KELO-COTE® Spray** ist auch für die Verwendung bei Kindern ab 12 Monaten und Personen mit sensibler Haut geeignet.

**Anwendung:**

Vor der Anwendung gut schütteln. Vergewissern Sie sich, dass der betroffene Bereich sauber und trocken ist. Entfernen Sie die Verschlusskappe. Halten Sie die Dose 15–20 cm von der zu behandelnden Oberfläche. Sprühen Sie mit einer leichten Kreisbewegung entlang der Narbe. **KELO-COTE® Spray** sollte zweimal täglich in einer sehr dünnen, gleichmäßigen Schicht auf den betroffenen Bereich aufgetragen werden. Nachdem **KELO-COTE® Spray** getrocknet ist, können mineralischer Sonnenschutz oder Kosmetika aufgetragen werden. Setzen Sie die Verschlusskappe nach der Anwendung wieder auf. Wenn **KELO-COTE® Spray** nicht innerhalb von 4–5 Minuten getrocknet ist, haben Sie wahrscheinlich zu viel aufgesprüht. Entfernen Sie vorsichtig das überschüssige Silikon und lassen Sie es weiter trocknen.

Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt mindestens 60–90 Tage. Bei größeren und älteren Narben kann eine längere Anwendung notwendig sein und wird empfohlen, wenn eine Verbesserung nach den ersten 90 Tagen nicht zu beobachten ist.

**Wichtige Hinweise:**

Nur zur äußeren Anwendung. Wenden Sie **KELO-COTE® Spray** nicht an, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren. Wenden Sie **KELO-COTE® Spray** nicht in der Nähe von Augen, Nase oder Mund an. Vermeiden Sie einen direkten Kontakt mit Schleimhäuten. Verbrennungen dritten Grades und offenen Wunden. **KELO-COTE® Spray** darf nur auf die unversehrte Haut aufgetragen werden. Unterbrechen Sie die Anwendung, wenn Reizungen auftreten, und konsultieren Sie Ihren Arzt. **KELO-COTE® Spray** kann zu Verfärbung der Kleidung führen, wenn es nicht vollständig trocken ist.

**Gefahr! Extrem entzündbares Aerosol.**

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 ° C/122 ° F aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter 25 °C lagern. Nicht nach dem auf der Dose aufgedruckten Verfallsdatum (EXP) verwenden.

**Inhaltsstoffe:** Butane, Pentane, Disiloxane, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Silica, Dimethiconol

**Packungsgröße:** 100 ml

LOT und Verfallsdatum: Siehe Bodenlasch

[www.kelocote.de](http://www.kelocote.de)

**Hersteller:**

 Advanced Bio-Technologies, Inc, 4830 West Kennedy Blvd, Suite 600, Tampa, Florida 33609, USA

 Alliance Pharma S.r.l., Viale Restelli 5, 20124 Milano, Italien

US Patent 5,741,509  
Eur. Patent-Nr. 1439866, 1409034

\*Gold MH et al. Dermatol Surg 2014;40: 825-831